

1 (3) KÄYTTÖOHJE

Potilasvyöt, X-vyöt. Tarrakiinnitys.

Svenska: Bruksanvisning. X-Spindel



Tämä käyttöopas voidaan päivittää ilman ennakoilmoitusta.
Valmistajalta on saatavilla kopioita nykyisestä versiosta.

Distributor:

Ferno Norden AB

Phone: +46 (0) 520 420200

Fax: +46 (0) 520 420209

E-mail: fab@fernonorden.com

www.fernonorden.com

Manufacturer: AB Germa

Industrigatan 54-56 SE-291 36 Kristianstad Sweden

Phone: +46 (0)44 12 30 30

Fax: +46 (0)44 10 31 79

E-mail: info@germa.se

www.germa.se ,

Suomenkielinen käyttöohje

1. Varoitukset ja varotoimet



VAROTOIMET • Vältä käsittelemästä X-Spindleä terävien esineiden ja reunojen lähellä. Tarkista säännöllisesti, ettei X-kara ole vaurioitunut ja että tartunta on hyvä.

2. Käyttötarkoitus

Potilasvyöt, X-vyöt. Tarrakiinnitys on tarkoitettu käytettäväksi kiinnityshihnana, kun potilaat immobilisoidaan yhdessä sopivan tuotteen, esim. Kauhapaarit, selkänöja ja päätuki. X-Spindel on tarkoitettu vain lääketieteellisen taustan omaavien henkilöiden käyttöön. Lääketieteellisesti vastuussa oleva lääkäri määrittelee aina käyttöalueen paikallisten ohjeiden kanssa. Tämä käyttöopas sisältää vain yleisiä ominaisuuksia ja käyttöehdotuksia.

3. Tekniset tiedot Lämpötila-alue:

-30°C till +70°C

Del/Material Polypropen

4. Kuvaus

Potilasvyöt, X-vyöt. Tarrakiinnitys on komposiittikiinnityshihna, jossa tarrakiinnitys. Yläosassa on punaisella värillä X-toiminto, joka on tarkoitettu ristiin olkapäiden/rintakehän yli. Pitkittäinen hihna seuraa potilaan keskiviivaa. Lantion ja jalkojen kiinnittämiseen käytetään neljää poikittaista hihnaa.

5. Käyttöohjeet

1. Aseta loukkaantunut lääketieteellisesti toivottuun asentoon valitun kiinnitystuotteen päälle.
2. Aseta X-Spindle potilaan päälle, "X":n keskellä oleva merkki asetetaan rintalastan päälle.
3. Älä irrota/jaa tarranauhaa ennen kuin käytät kyseistä hihnaa.
4. Aloita kiinnittämällä X rintakehän päälle. HUOMAA: TÄRKEÄÄ Kiinnitystä EI saa KOSKAAN kiristää niin tiukasti, että se vaikuttaa potilaan hengityskykyyn. Tarkista tämä toistuvasti käsittelyn aikana.
5. Jatka alaspäin poikittaishihnoilla 1-2 hihnaa lantion yli, loput jalkojen yli, vähintään 1 hihna reisien yli ja 1 hihna säärien päällä.
6. Keskihihnaa (punainen) ei tarvitse kiristää, koska kiinnitys saadaan aikaan X-toiminnolla.
7. HUOMAA aina liian kireät vyöt, huopa/pyyhkeet, löysää tarvittaessa. jos välttämätöntä.
8. Harkitse käytön jälkeen pesua ja taita tarranauhat varovasti yhteen sotkeutumisen estämiseksi.

6. Puhdistus ja desinfiointi

Puhdista X-kara säännöllisesti. Se voidaan pestä saippuavedellä ja huuhdella puhtaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti konepesu verkkopussilla 60 asteessa. Anna X-Spindlen kuivua perusteellisesti. Jos X-

Spindle on desinfioitava, pese se huolellisesti kuten edellä ja anna sen kuivua. Puhdista sitten liuoksella, joka sisältää 70 % alkoholia tai LYSETOL AF -tyyppisillä desinfiointiaineilla.

7. X-karan korjaus

X-Spindle on tuote, jonka käyttöikä on rajoitettu. Tarrakiinnitykset menettävät tarttuvan vaikutuksensa ajan myötä. Jos X-Spindel on vaurioitunut, se on hävitettävä välittömästi.⁸

Varastointi

X-Spindle toimitetaan käytännöllisessä säilytyspussissa.

9. Tilaustiedot

GEAS405 X-kara

10. Lisävarusteet

GE14490100000 Säilytyspussi

11. DIAAPELIT

