

CVN Arctic Levi Blanket

Intended use:

To prevent hypothermia and to maintain normothermia

Intended users:

Military, EMS, Hospital, Refugee camps, Search & Rescue Teams, Police, Fire Service, Extreme sports, Veterinarians



ENG: Levi blanket instructions for use:

1. Unpack the blanket and open it, soft side up.
2. Lay the patient on top of the blanket, on one side of the blanket.
3. Turn the other half of the blanket over the patient. Leave the patient's face visible.
4. The product can also be used for walking patients

SWE: Levi blanket instruktioner:

1. Packa upp täcket och öppna den med den mjuka sidan uppåt.
2. Lägg patienten ovanpå täcket, på ena sidan av täcket.
3. Vänd andra hälften av täcket över patienten. Lämna patientens ansikte synligt.
4. Täcket kan också användas av gående patienter.

DAN: Levi redningstæppe brugsanvisning:

1. Pak tæppet ud, og åbn det med den bløde side opad.
2. Læg patienten oven på den ene side af tæppet.
3. Vend den anden halvdel af tæppet over patienten. Lad patientens ansigt være synligt.
4. Produktet kan også bruges til gående patienter

NOR: Levi teppe bruksanvisning:

1. Pakk ut teppet og åpne det med myk side opp.
2. Legg pasienten på toppen av teppet, på den ene siden av teppet.
3. Snu den andre halvdel av teppet over pasienten. La pasientens ansikt være synlig.
4. Produktet kan også brukes til å gå pasienter

FIN: Levin huovan käyttöohjeet:

1. Pura huopa pakkauksesta ja levitä se auki pehmeä puoli ylöspäin.
2. Aseta potilas huovan päälle, peiton toiselle reunalle.
3. Käännä peiton toinen puoli potilaan yli. Jätä potilaan kasvot näkyviin.
4. Tuotetta voidaan käyttää myös kävelevälle potilaalle.



Store in a cool dry place, out of direct sunlight, off the floor.



n/a

Adverse event notice:

Carevision Oy
Hiltusentie 26 A 2
90620 Oulu
FINAND
+358456431439
info@cvn.fi



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF



CS Lifesciences Europe Ltd, 3 Inn Quay,
Dublin 7, Ireland, eurep@cslifesciences.com



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF

CAREVISION OY NCAGE: A843G, NSN: 4240-58-001-4374



3004493629

