

KÄYTTÖOHJEET CT-7-Traction Splint

TARCOITETTU KÄYTTÖ: CT-7-Traction Splint on tarkoitettu tukemaan alaraajojen pitkittäisten luiden murtumia ennen sairaalahoitoa ja potilaskuljetusta, vetämällä luiden päitä irti toisistaan.

KÄYTTÖAIHEET: Alaraajojen pitkien luiden (reisi- ja sääriluut) murtumat.

TARCOITETTU potilasryhmä: Aikuiset ja lapset, joilla on pitkien luiden murtumia, joihin ei liity polvinivel.

TARCOITETTU KÄYTTÄJÄ: Terveysthuollon ammattilaiset ja koulutettu muu kuin lääketieteellinen henkilöstö.

OHJEET:

Varmista, että katsot lyhyen videon verkkosivustollamme: <https://www.faretec.com/training-videos>

1. Ota esiin nilkan vetokiinnike ulkotaskusta.
2. Kiedo nilkan vetokiinnike loukkaantuneen jalan nilkan ympärille.
3. Varmista, että vetokiinnikkeen solki on suunnattu potilaan jalkaa kohti.
4. Ota putket esiin pussista ja kiinnitä ne toisiinsa niiden sisällä olevien kuminauhojen avulla. Säädä pituus potilaan terveen jalan mukaan.
5. Kiinnitä nilkan vetokiinnike solki lastan päähän nilkan kiinnitystä varten.
6. Kiinnitä nivusnauha kiertämällä se reiden yläosaan/nivusiin ja kiristämällä hihna.
7. Kääri molemmat jalkahihnat potilaan jalan ympärille, yksi polven yläpuolelle, toinen polven alle.
8. Pyöritä vetomekanismin "MUTTERIA" lastan jalkopäässä. Pyöritä nuolien suuntaan kiristämistä varten.
9. Tarkkaile ja kirjaa saavutettava vetopituus.
10. Pysäytä, kun riittävä veto on saavutettu: Loukkaantunut jalka on yhtä pitkä kuin vahingoittumaton jalka, potilas tuntee kivun helpottavan ja turvotus vähenee.

Kierretangon vetojärjestelmä pakottaa käyttäjän käyttämään vetoa hitaasti ja varovasti, jotta potilaalle ei aiheudu lisävahinkoja. Se mahdollistaa myös helpon säätämisen pienin välein.

KLIINISSET EDUT:

- Tarjoaa tukea alaraajojen pitkien luiden murtumiin vetämällä luiden päät irti toisistaan.
- Vähentää verenvuotoa ja lihaskouristuksia
- Estää ympäröivän lihaksen, kudoksen ja anatomisen rakenteen vahingoittumisen edelleen
- Lievittää potilaan kipua

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS:

Tarkista halkeamat jokaisen käytön jälkeen. Rungossa ei saa olla likaantumista. Runko voidaan puhdistaa saippualla ja vedellä ja kuivata kertakäyttöisellä pyyhkeellä. Jos nilkan vetokiinnikkeessä, jalkahihnoissa tai nivushihnassa on likaa tai kulumaa, on ne vaihdettava uusiin. Ota yhteyttä Ferno Norden Oy: öön vaihtamista varten: + 358 29 1700 454.

VASTA-AIHEET: Vetolastaa ei tule käyttää reisiluun kaulan murtumiin, polven murtumiin, eikä nilkan murtumiin.

VAROITUKSET, VAROTOIMET JA RAJOITUKSET: Ei mitään

TURVALLINEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY: Tuote tulee hävittää sille tarkoitettulle alueelle paikallisten viranomaisten suositusten mukaisesti.

ILMOITUS: Ilmoita FareTecille tai sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käytät tätä tuotetta, vakavista tapahtumista, joiden epäilet liittyvän tähän laitteeseen. Jos epäilet mahdollisen vian tai tuote ei ole täyttänyt odotuksiasi, ilmoita siitä yritykselle ja anna mahdollisimman paljon tietoja. Yrityksen puhelinnumero: + 1-440-350-9510

FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510

EC

REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain

	Valmistaja		Valtuutettu edustaja eurooppalainen Yhteisö
	Lääketieteellinen laite		Maahantuoja
	Katso käyttöohjeet		Luettelonumero
	Valmistuspäivämäärä		Eränumero