

S-2108 AF og S-2108 A.
ARMEBÅRE SAMMENLEGGBAR
BRUKERHÅNDBOK





Les denne håndboken og behold for fremtidig referanse

Ansvarsfraskrivelse

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, betjening og stell av denne båren. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av denne båren er bare etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste for brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak som er tatt av brukeren, bør være innenfor og under hensyn til gjeldende forskrifter. Det anbefales at du får opplæring i riktig bruk av denne båren før du bruker denne båren i en faktisk situasjon. Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder den med båren i tilfelle overføring til nye brukere. Ytterligere gratis eksemplarer er tilgjengelig på forespørsel fra FERNO Manufacturing.

Modell S-2108-AF

Produktspesifikasjoner

Lengde - åpen	206 cm
	229 cm
Lengde - brettet	103 cm
	114 cm
Bredde - åpen	55 cm
brettet	11 cm
Høyde - åpen	14 cm
brettet	20 cm
Enhetsvekt	6 Kg
Vektgrense	159 kg

TIPS: Regelmessig rengjøring bidrar til å redusere risikoen for overføring av sykdom og gjør at utstyret kan fungere optimalt

WARNING

Utrente operatører kan forårsake personskade eller bli skadet. Tillat bare opplært personell å betjene båren.

Feil bruk av båren kan forårsake personskade. Bruk båren kun til det formålet som er beskrevet i denne håndboken.

Feil bruk kan forårsake personskade. Bruk båren bare som beskrevet i denne håndboken.

En pasient uten tilsyn kan bli skadet. Hold deg til pasienten til enhver tid.

En uhemmet pasient kan falle av båren og bli skadet. Bruk fastholdelsesanordninger for å sikre pasienten på båren.

En feil sikret bære kan skille seg fra transportøren og forårsake personskade. Fest båren forsvarlig og kontroller at smellåsen er låst.

Hjelpere kan forårsake skade. Oppretthold kontrollen over båren, betjen kontrollene og rett alle hjelpere.

Hjelpere kan bli skadet. Vis hjelpere hvor du skal ta tak i båren for å unngå klemmer.

Feil vedlikehold kan forårsake personskade. Vedlikehold båren bare som beskrevet i denne håndboken.

Feil deler og service kan forårsake personskade. Bruk bare Ferno-deler og Ferno-godkjent service på båren.

Endring av båren kan forårsake personskade og skade. Bruk båren bare som designet av Ferno.

Modell S-2108-A**Produktspesifikasjoner**

Lengde 206 cm
 229 cm
Bredde - åpen 55 cm
brettet 11 cm
Høyde 14 cm
Enhetsvekt 5 kg
Vektgrense 159 kg

Produktnummer	Produktnavn	GTIN / UDI
60-0102-005	S-2108-AF- 206 ARMEBÅRE SAMMENLEGGBAR	8588008129456
60-0102-006	S-2108-AF-229 ARMEBÅRE (PAKKET)	8588008129463
60-0102-007	S-2108-A-206 ARMEBÅRE	8588008129470
60-0102-008	S-2108-A-229 ARMEBÅRE, (PAKKET)	8588008129487

Armebåre Instruksjoner**[Produktnavn] Medisinsk utstyr S-2108AF og S-2108 A strekkbårer****[Tiltenkt bruk]**

Modellene S-2108 AF og S-2108 A Armebåre sammenleggbare er beredskapshåndteringsanordninger. Hver bære i serien er for profesjonell bruk av minst to trente operatører. Båren kan bæres av operatørene.

I denne håndboken brukes det generiske begrepet "båre" når funksjonen deles av alle modeller i serien. Det individuelle bærenavnet brukes når funksjonene er forskjellige.

[Applikasjon]

Modellene S-2108 AF og S-2108 A-bårer er de nødbårene du velger: Militærmedisiner, atletiske trenere, første responder, EMS, villmarksredning, skispatruljer, utendørs eventyrere, sikkerhetsingeniører, veterinærer og mer.

[Bruksanvisning]

Bretting av båren / Bretting av bårene - på motsatt måte



[Rengjøring og desinfisering]

Tørk av alle overflater med desinfeksjonsmiddel. Følg desinfeksjonsmiddelprodusentens instruksjoner for påføringsmetode og kontakttid. Ferno anbefaler at du inspisere båren for skader når du desinfiserer den.

[Inspisere båren]

La servicepersonellet til serviceutstyret ditt inspisere båren regelmessig.

Hvis inspeksjon viser skade eller overdreven slitasje, må du ta båren ut av drift til reparasjonen er utført.

[Deler og tjenester]

For å bestille Ferno-deler og for profesjonell reparasjon av båre, kontakt FERNO eller din Ferno-distributør. Din distributør er den eneste representanten autorisert av Ferno for å administrere, servicere og reparere Ferno-produkter.

Ferno Slovakia Kontakt:

Ferno Slovakia sro Bošáca 893

913 07 Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

[Oppbevaring]

Unngå høy temperatur og fuktighet

[Samsvarserklæring]

Modellene S-2108 AF og S-2108 A Armebåre nevnt i denne håndboken ble designet, produsert og testet for å oppfylle spesifikasjonene i EN 1789 og EN 1865 standarder.



Bruk under veiledning av legen eller sykepleieren



Ferno Washingtom Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italia
+39.051.6860028

Dato: August 2021

Versjon: 06