



## PRODUKTINFORMASJON

### Oppbevaringspose til VIPER

Produktnr:5009361



Oppbevaringspose for Ferno Viper bære. Vår høykvalitets oppbevaringspose gjør det daglige arbeidet for ambulansepersonell mye enklere. Lett tilgjengelige hansker, oppkastpose og annet utstyr som du trenger direkte tilgang til i det daglige arbeidet.

Oppbevaringsposen er laget av høykvalitets Protan PVC-belagte stoffer for presenninger. Dette gjør oppbevaringsposen ekstremt sterk og samtidig enkel å rengjøre og desinfisere. Tydelige vinduer for rask oversikt og vannavstøtende supersterke glidelåser gjør oppbevaringen vår til en solid konstruksjon klar for røffe oppdrag.

Oppbevaringsvesken har en solid stor lomme på 3,15 liter, en tredelt lomme for hygieneprodukter og hansker i forskjellige størrelser.

<b>Volum</b>	6,3 liter
<b>Høyde</b>	70 mm
<b>Bredde</b>	400 mm
<b>Lengde</b>	330 mm
<b>Vekt</b>	0,5 kg (tom)
<b>Farge</b>	Svart / Gjennomsiktig