

PRODUKTINFORMATION

Scoopbår Extender TSL 1 stk till Ferno Scoop EXL

Productno: **F250030003**



Hjul till räddningsbår, Traverse Porter

Produktbeskrivning

Ferno® Scoop® extender TSL är ett tillbehör för att bredda patientytan på en Scoop® EXL. Möjligheten att utöka bredden på Scoop® EXL gör nu att man kan anpassa storleken på Scoop® EXL utifrån den fysiska storleken på patienten. Med en säker lastkapacitet på 227 kg och justerbar längd är Fernos Scoop® EXL nu kapabel att användas på alla patienter, gammal som ung och liten som stor. Vanligtvis utökar man bredden enbart vid huvudändan t.ex. för en patient som är kraftig upptill eller mycket bredaxlad. Klickas i ordinarie lås, snabbt och enkelt!

Product information:

- Lätt att ta med.
- Flexibelt användande.
- Belastningskapacitet fortfarande 227 kg.
- Ger bättre passform om Scoopbåren kombineras med Lucas vid hjärtstopp.

Attributes

Weight: 244gr

Load: 227Kg

Color: Red

Längd: 13cm

Höjd: 3,5cm

Bredd: 3,5cm