



FERNO®
XTRIC8
RESCUE SLED



Ferno XTRIC8 Rescue Sled on monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu yleisiin pelastustehtäviin, mukaan lukien alanko-, vuoristo-, ahtaat tilat ja suuret kulmat.

XTRIC8 on kompakti ja kestävä järjestelmä. Älykkäät ominaisuudet vähentävät potilaiden pakkaamiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa ja tarjoavat perinteisen toiminnallisuuden ja taktiset evakuointimenetelmät helppokäyttöisessä laitteessa.

Avainominaisuudet

- XTRIC8 toimitetaan täydellisenä, käyttövalmiina yksikkönä kaikilla tarvittavilla laitteistoilla. XTRIC8 on valmiiksi asennettu, jotta se voidaan ottaa välittömästi ulos pussista
- Sisältää sisäiset potilasvaljaat maksimaalisen potilaan turvallisuuden takaamiseksi pystysuorissa nostoissa. Värikoodatut 4-pisteiset suitset on esiasetettu nopeuttamaan käyttöönottoa
- Heijastava ulkoinen nauha parantaa näkyvyyttä hämärässä
- Hihnat ja soljet ovat käsiinystävällisiä ja suunniteltu tehokkaaseen kiinnitykseen ja irrotukseen
- Tukeva kantolaukku, jossa heijastinnauha, neljä suurta taskua ja säädettävät reppuvaljaat
- XTRIC8 on intuitiivinen käyttää ja lyhentää käyttäjän harjoittelun kestoa

XTRIC8 Kuormitusluokitus



Sisäiset potilasvaljaat pitävät potilaat turvassa ja estävät ei-toivotun liikkeen pystysuorassa pelastuksessa



Käsineystävälliset soljet ja pikalukituskiekkokkeet parantavat toiminnan tehokkuutta



XTRIC8 nostosuitset on värikoodattu ja merkitty nopeamman käyttöönoton mahdollistamiseksi



Vahvistetut nostokohdat on värikoodattu vastaamaan XTRIC8-nostosuitset helpottamaan tunnistamista kentällä



Kuusi suurta kumikahvaa ovat käsineystävällisiä, ja ne on sijoitettu XTRIC8:n ympärille tasaisen kuorman jakautumisen takaamiseksi

Vetokahva ja kaikki ulkoiset XTRIC8-vyöt heijastavat näkyvyyttä hämärässä

XTRIC8 RESCUE SLEED

Tuotekoodi	FWE XTRIC8
Sisällytykset	XTRIC8 pelastuskelkka, jossa on sisäinen potilasvaljaat, ulkoiset turvalaitteet, ulkoiset hihnät ja kahvat
	1 x Maillon Rapide pystysuoraan nostoon
	1 x värikoodattu 4-pisteinen nostosuitset
	1 x säilytyslaukku repun hihnalla
Pituus	2540 mm
Leveys - Levein kohta	914 mm
Paino - XTRIC8-takattu	7 kg
Paino - XTRIC8-takattu plus laukku	8,5 kg
Kuormitusraja - XTRIC8	Vaakasuora: 350 kg / Pystysuora: 250 kg

XTRIC8 NOSTOSUITSET

Paino - nostosuitset	0,9 kg
Kuormitusraja - nostosuitset	500 kg
Suitset karabiinit	VYO N-2853G alumiiniseos (SAE 7075) kolmitoiminen karabiini
Suitset Karabiinin mitat	124 mm x 80 mm / Portin aukko: 22 mm
Bridle Karabiner Ratings	Pienin vetolujuus: 23 kN / Minimi portin lujuus: 16 kN
Suitsikarabiinistandardit	ANSI Z359.12-2019; CSA Z259.12-16; EN 362:2004

- Ferno ja komponenttien valmistajat varaavat oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
- Yleiset tiedot on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Metrimuunnokset lasketaan ennen englantilaisten mittausten pyöristämistä. Lisätietoja saat Fernon asiakaspalvelusta tai paikalliselta jälleenmyyjältäsi.